



# 细菌培养箱

PREMIER  
SERIE



NEW  
DESIGN

## 细菌培养箱 "Incubat"

自然对流  
数字温度计和温度恒温器共同控制  
可调温度范围: 环境+5 °C-80 °C  
稳定性: ±0.1 °C, 最高37 °C. 均匀性: ±0.5 °C, 最高37 °C  
玻璃内门


特点, 控制面板, 标准和配件 (见第138和139页)

### 安全保护:

符合EN.61010标准安装过热切断保护装置  
符合DIN 12880标准安装可调安全恒温器



Horizontal 型号Part No. 2001615



### 标准设备

2个搁板和4个搁板导轨

### 型号

Part No.	Capacity litres	Height / Width / Depth (interior) cm			Height / Width / Depth (exterior) cm			Shelves positions	Power W	Weight Kg
2000260	19	30	25	25	51	57	49	5	165	26
2000261	36	40	30	30	60	62	54	7	245	36
2000262	52	33	47	33	53	79	57	5	275	46
2000263	80	50	40	40	70	72	74	8	325	54
2000264	150	50	60	50	70	92	74	8	545	78

### 温度和时间关系图

- A. 设定条件: 80 °C: 1 h 54'
- B. 设定条件: 55 °C: 1 h 46'
- C. 设定条件: 37 °C: 1 h 18'

### 备用件

#### 搁板和导轨

烘箱Part No.	2000260	2000261	2000262	2000263	2000264
导轨组(2个)	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
搁板	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

每个搁板需要两个导轨(一套)

### 配件

配件必须在工厂安装



Part No.

2000009 连续开/关  
24小时的程序设定,  
每个周期间隔最多  
15min