



高压灭菌器“Presoclave” 50和80 L

微处理器温度和周期控制以及空气吹扫
时间和温度的数字控制范围:115 °C-134 °C. (0.62-2 bar)
符合设备压力调节规范
立式型号:50,80 和150



安全保护:

安全过压阀:防止压力过大超过最大设定极限
安全压力开关:如果装置超过最大压力极限, 断开加热器电源
安全恒温器和水位:如果水不足或温度过高, 断开加热器电源
安全盖:防止在腔室处于压力下时, 盖子打开
安全绝缘:隔热盖

半自动, 经济之选

特点

不锈钢外壳
INCOLOY不锈钢加热元件, 坚硬, 耐腐蚀, 耐高温
RS-232 接口
外部横向探头端口
灭菌内室和门由不锈钢制成
自动排放到空气中

控制面板



1. 压力计
2. 警报指示灯
3. 门开指示灯
4. 温度显示
5. 时间显示
6. 温度设置按钮(范围115 °C-134 °C)
7. 增加参数值按钮
8. START启动按钮
9. STOP停止按钮
10. 减少参数值按钮
11. 时间选择按钮(范围3'-99')
12. 按下按钮打开盖子
13. 终止蒸发按钮



型号	Part No.	Capacity litres	Ø	Height (usables cm)	Height / Width / Depth (exterior cm)	Power W	Weight Kg
PRESOCLAVE III 50	4001758	50	30	70	117 48 62	3600	75
PRESOCLAVE III 80	4001759	80	40	62	119 58 72	3600	100

不包括篮子和桶, 需单独订购

配件: AISI 304 不锈钢网篮和桶

用于Presoclave III 50, Part. no: 4001758.
3个直径 25, 20 cm高的篮子. Part No. **1000495**
用于Presoclave III 80, Part. no: 4001759.
2个直径 44, 22 cm高的篮子. Part No. **1000780**
AISI 304 不锈钢制成的灭菌桶
用于Presoclave III 50, Part. no: 4001758.
3个直径25, 18 cm高的桶. Part No. **1002418**
用于 Presoclave III 80, Part. no: 4001759.
2个直径35, 27 cm高的桶. Part No. **1002419**

清洁剂 Bio-Sel.

特别用于高压灭菌器的水蒸馏装置
吹扫微过滤器. Part No. **4001221**
连续纸卷打印机, 打印温度, 时间和模式
Part No. **4120113** (见第64页)

后视图:



1. 安全阀
2. 主电源开关
3. 安全恒温器
4. 蒸汽排放口

补充件 需要工厂安装:

Pt100 从属传感器, 仅温度读数器. Part No. **4001219** (见第63页)
装卸起重机. Part No. **1002426** (见第61页)