



滚筒和倾斜混合器“Movil-Rod”

10至80转/分变速控制.

特征

带7个滚轮的滚动和倾斜混合器, 双重作用, 摇摆时轻轻滚动试管, 产生正弦运动, 提供出色的样品均化. 推荐用于生物液体和血液液体的悬浮液.

型号

PartNo.	Fortube Øuptomm	Speed r.p.m.	Length (rollers)cm	Height/Width/Depth (exterior)cm	Power W	Weight Kg
7001723	35	10 - 80	24	9.8 34.9 26.5	12	3.6

