



红外线灭菌器“Sterilbio”

应用

培养器具尖端、针头和小型仪器的消毒。在900℃下焚烧有机材料5/8秒。

特征

由陶瓷元件制成，内部有优质石英管。
不需要净化氧气，可用于厌氧环境。
消除了气溶胶和细菌污染的问题。
在侧面支撑4个Kolle手柄、针头、柳叶刀或解剖钳等。

模型

Part No.	Height/Width/Depth (exterior) cm			Ø/Length (tube interior) cm		Power W	Weight Kg
3000788	20	13	18	1.4	15	110	1.5

