



## 血小板袋卧式振荡器 “APL-54”和“APL-108”

水平的恒定移动速度: 66 R.P.M., 横向移动距离: 40 MM

型号“APL-54”: 容纳54个血小板袋

型号“APL-108”: 容纳108个血小板袋



### 血小板袋长时间持续振荡



#### 特点

环氧树脂外壳, 处理过的铝制平台, 带AISI 304不锈钢血小板袋搁板 可编程自动重启和暂停搅拌装置, 用于血小板袋处理(30 ± 90 seconds). 停电时的声音警报

LCD 显示屏通知事件日志: 它计算电源故障的次数及其持续时间. 当电源恢复时, 设备自动重启搅拌

#### 控制面板

单一控制按钮:

-日期和时间的程序设定  
-30 seconds的振荡停止按钮  
-警报重置

-评估故障次数  
-设定振荡器停止时间

型号	Part No.	N° of Shelves	Capacity bags	Height / Width / Depth Cm.	Power W	Voltage V	Weight Kg
APL-54	3000980	9	54	40 44 39	50	110 / 230 50/60 Hz	22
APL-108	3000981	18	108	40 84 38	50	110 / 230 50/60 Hz	35