



**共同特征**

ABS外壳的适配器平台适用于不同型号  
创新的单按钮选择开始、摇动速度、时间和停止  
时间和摇动速度的数字显示  
免维护感应驱动电机, 根据转速程序产生均匀运动  
循环结束时的声音通知

**控制面板**

主开关。  
单按钮选择震动速度和时间。显示震动速度。  
显示编程时间。  
尺码: Alto 10 x Ancho 28 x fondo 26.


**技术信息**

旋转频率: 50-250r. p. m.  
定时器从1分钟到99小时59分钟  
旋转幅度: 20mm  
功率: 50w  
电源: 220V/50Hz  
负载能力: 最多2.5Kg  
尺寸: 高10×宽28×深26cm



**培养皿摇床“AG-200”**

防滑橡胶平台, 宽24cm, 深20cm  
4个培养皿的容量。  
适用于载玻片和摇动的小烧瓶。  
重量(Kg): 7.  
Part no: **5312010**



Incubator for Petri capsules. See page: 153

**摇床“AG-200-A”**

带26cm宽、22cm深的防滑橡胶平台, 带3个可调节的橡胶固定杆, 适用于任何类型的玻璃: 锥形杯、烧瓶、瓶子等。  
重量 (Kg): 8  
Part no: **5312011**



**锥形瓶摇床“AG-200-B”**

27cm宽、22cm深的钢化铝底座, 带有多适配器定位孔, 可支撑50毫升至2000ml  
不同容量的烧瓶。  
重量 (Kg): 8.  
Part no: **5312012**

**锥形烧瓶适配器**

M不锈钢制成, 带上部弹簧。  
Part no. **5312013** 用于 50 ml. 平台容量: 12 units  
Part no. **5312014** 用于 100 ml. 平台容量: 8 units  
Part no. **5312015** 用于 250 ml. 平台容量: 6 units  
Part no. **5312016** 用于 500 ml. 平台容量: 4 units  
Part no. **5312017** 用于 1000 ml. 平台容量: 2 单位

