

# 拜耳细度测试仪 Bayer fineness tester

关键词: (拜耳细度测试仪 / Bayer fineness tester / 拜耳筛/粒度拜耳筛/陶瓷(搪瓷)粒度测试)

根据 D.B.G.M.1650852, 用于快速检查液态搪瓷和陶瓷浆料研磨细度的拜耳试验机。



更多详细信息

用于测试湿瓷釉浆或陶瓷浆研磨细度的成套设备, 大约 2 分钟。

此套设备包括以下几项:

- 带筛子和环的筛漏斗
- 带塞子的测量管
- 漏斗
- 带柄量杯

筛网有四种尺寸: 3600/6400/10000/6900 格/cm<sup>2</sup>

对于浸渍和喷涂应用, 3600 格/cm<sup>2</sup> 版本, 这相当于 100 目, 是通常的使用。

16900 格/cm<sup>2</sup> 版本, 等于 44 目, 通常使用。

适用于静电湿漆和电泳漆(electrostatic wet & electrophoretic enamels)。

---

## 配件 1

- 带塞子的测量管



## 配件 2

- 拜耳细度测定仪备用筛
  - ◇ 3600 网格（黑）



- ◇ 6400 网格（绿）



- ◇ 10000 网格（蓝）



- ◇ 16900 网格（白）

