

COMECTA 微孔板洗涤器2600-C

完全自动。易于使用。50组清洗程序。



应用

临床实验。
血库。
食品的质量控制实验。

特点

清洗头8 x 1. (12 x 1可选)。
用12 x 8条 or 8孔/条清洗。
平板、圆形和V性地板的清洁。
自动清洗和冲洗过程。
储液器: 2L, 洗涤液
2L, 废弃液, 带液位传感器。
最多可存储50个清洗程序。
软件控制头部深度调节和水平位置。
洗涤周期: 1 sec-2 hrs。
洗涤剂量范围: 50-2000ul。
剂量溶解率: 5% CV (基于350u的蒸馏水)。
剩余体积(抽吸后):

< 1 μ l (Cells, U和V底孔板)
< 5 μ l (Cells, 平底孔板)

控制面板

LCD图形显示90 x 50mm
9键薄膜按键
紧急停止按钮



型号	Part No.	Height / Width / Depth (exterior) cm	Voltage	Weight Kg
2600-C	5110000	14 45 33	AC 110-250 V / 50-60 Hz	12