

# COMECTA 定容分配吸管 “Dispen-Fix”

根据序列号进行验证试验。

## 特征

定容吸管，从1到1000微升，取决于型号。  
简单易用。  
所有模型均去吸头。  
配有校准工具。

模型	Part No.	Capacity $\mu$ l	Accuracy %	Precision %
Dispen-Fix	5904009	5	$\pm 2.0$	< 0.8
Dispen-Fix	5904010	10	$\pm 1.6$	< 0.5
Dispen-Fix	5904011	20	$\pm 1.0$	< 0.3
Dispen-Fix	5904012	25	$\pm 1.0$	< 0.3
Dispen-Fix	5904013	50	$\pm 0.8$	< 0.3
Dispen-Fix	5904014	100	$\pm 0.8$	< 0.25
Dispen-Fix	5904015	200	$\pm 0.8$	< 0.15
Dispen-Fix	5904017	500	$\pm 0.8$	< 0.2
Dispen-Fix	5904018	1000	$\pm 0.8$	< 0.13

# COMECTA 可变容量分配吸管 “Dispen-Var”

根据序列号进行验证试验。可高压灭菌至121°C。


## 特征

可变体积，从1到5000微升，取决于型号。  
简单易用的可调配药量。  
数字设置音量选择。  
对于1000微升以下的所有型号，去吸头。  
配有校准工具。

模型	Part No.	Capacity $\mu$ l	Divisions $\mu$ l	Precision %
Dispen-Var	5900010	1 - 10	0.1	< 1.5 - < 0.4
Dispen-Var	5900020	2 - 20	0.1	< 1.5 - < 0.8
Dispen-Var	5900100	10 - 100	1	< 1.0 - < 0.3
Dispen-Var	5900200	20 - 200	1	< 1.0 - < 0.5
Dispen-Var	5901000	100 - 1000	10	< 0.8 - < 0.28
Dispen-Var	5905006	1000 - 5000	10	< 0.4 - < 0.2

配件。吸管头和支架。准确而精确，由聚丙烯制成。

Models N° image	Part No.	Range $\mu$ l	Colour	Qty. tips x part No.	Suitable for pipette part No.	Volumes pipette $\mu$ l
1	Tips 5490040	0.1- 10	Transparent	1000	5904009	5
	Rack 5490035	0.1- 10	Transparent	96	5904010	10
					5900010	1 - 10
2	Tips 5490041	2 - 20	Transparente	1000	5900020	2 - 20
	Rack 5490036	2 - 20	Transparente	96		
3					5904011	20
					5904012	25
	Tips 5490042	5 - 200	Transparent	1000	5904013	50
	Rack 5490037	5 - 200	Transparent	96	5904014	100
					5904015	200
					5900100	10 - 100
4	5490044	101 - 1000	Blue	1000	5904017	500
	5490034	101 - 1000	Blue	96	5904018	1000
					5901000	100 - 1000
5	5490047	1000 - 5000	Blue	500	5905006	1000 - 5000
	5490039	1000 - 5000	Blue	500		



吸管架  
由AISI304不锈钢制成。位置数量：6个分配移液管，最长28厘米。  
Part No. 1001215



吸管头架。

